



# BRADY®

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™



# 2010

rev 1.0

## Högkvalitativa system för märkning från BRADY®

### Varför använda Bradys produkter?

#### Handskriven märkning



- Trycket smetar vid beröring
- Trycket bleknar vid långvarig förvaring
- Svårt att läsa handskriven text
- Trycket försvinner när det utsätts för kemikalier
- Risk att märkningen faller av under nedfrysning
- Begränsad skrivyta
- Tidsödande arbete
- Svårt att få in nödvändig information på skrivytan

#### Termotransferskriven etikett



- Trycket varken smetar eller bleknar
- Tydlig, lättläst information
- God motståndskraft mot kemikalier
- Klarar temperaturer från -196°C till +260°C
- Möjlighet att skriva ut alla typer av streckkoder
- Möjlighet till mer information på provet
- Mycket hög läsbarhet och säkerhet
- Enkelt att designa och skriva ut etiketter
- Samma information behöver bara skrivas in 1 gång
- Lagra etikettlistor i skrivare eller dator.

#### Etiketter för laserskrivare

Brady erbjuder en serie etikettmaterial i olika storlekar, lämpliga för användning på mindre laboratorier som ej har möjlighet att investera i en etikettskrivare, men ändå inte vill göra avkall på utskriftskvalitet. Storlekarna är framtagna för att passa de vanligaste typerna av provbehållare, som till exempel kryorör, provrör, centrifugrör, mikrotiterplattor mm. Vi har material som klarar de flesta miljöer som kan förekomma på ett laboratorium, t.ex. flytande kväve, långtidsfrysning, autoklavering och värmebad.

Fungerar i de flesta laserskrivare (ej lämpliga för färglaserskrivare). Komplettera gärna med Codesoft eller LabelMark mjukvara för enkel hantering.

- Laserarken har storlek 216 x 280 mm (letterformat).
- Bästa utskriftsresultat erhålles när man manuellt matar arken genom skrivaren med så rak pappersbana som möjligt.
- För alla laserark gäller att de ej bör köras mer än en gång genom laserskrivaren, eftersom värmen i skrivaren påverkar materialets egenskaper.
- För att material B361 ska klara de specificerade miljöerna, krävs att det överlamineras, dvs etiketten snurras runt röret så att den sista delen av etiketten fäster i den första delen. Materialet är tvådelat, en vit del för information och en transparent del för överlaminering.

# MÄRKNING

Telefonorder ▶ 0300-56 94 94  
Faxorder ▶ 0300-56 94 99

Webshop ▶ www.skaft.se  
Hemsida ▶ www.skaft.se



Brady erbjuder ett antal standardetiketter i olika material och storlekar. Här är några exempel på material (för mer info hänvisas till våra tekniska datablad som finns på: [www.lab.bradyeurope.com](http://www.lab.bradyeurope.com)).

Material	Applikation	Förslag på användningsområden	Område	TLS ribbon	THT ribbon	Temp.omr °C
<b>Polyester</b>						
B-424	Objektsglas, flaskor, generell märkning	För permanent montering, bra kontrast, går även att skriva på	F	■ R-4310	■ R-4300	-80 till 70
<b>Polyester</b>						
B-499 <sup>1</sup>	Kryror, provrör, PCR-rör, produkter med liten diameter, generell märkning	För permanent montering, går även att skriva på	FNA	■ R-4310	■ R-4300 ■ R-6000 ■ R-6200B ✘ R-4500	-196 till 90 ● 121
B-799	Kryror, provrör, PCR-rör, produkter med liten diameter, generell märkning	För permanent montering, går även att skriva på	FNA	-	-	-196 till 90 ● 121
<b>Polyester</b>						
B-361	Kryror, provrör och objektglas	För permanent montering, fungerar i flytande kväve om etiketten lindas runt sig själv.	FNAHSL	-	-	-80 till 100 ● 121 ◆ -196 till 100
B-423	Mikrotiterplattor, flaskor, generell märkning	För permanent montering (acrylat), lämpligt för plana ytor.	FA	■ R-6010 * R-4410	■ R-6000	-80 till 120
B-430	Petriskålar	Transparent material för märkning på alla plana ytor.	FA	■ R-6010	R-6000	-40 till 100
B-432	Petriskålar	För permanent montering, transparent material för märkning på alla plana ytor. Acrylatbaserat lim.	FA	■ R-6010	R-6000	-40 till 100
B-461	Kryror, rör och objektglas	För permanent montering, fungerar i flytande kväve om etiketten lindas runt sig själv, går även att skriva på.	FNAHSL	■ R-4310	■ R-4300	-80 till 100 ● 121 ◆ -196 till 100
B-481	Kryror, rör och objektglas	Transparent material, resistent även när det exponeras för Xylene och andra kemikalier som användes vid färgningsprocesser på objektglas.	FA		■ R-6400	-80 till 130
B-488	Objektsglas, mikrotiterplattor, flaskor och generell märkning	Objektglas, flaskor, mikrotiterplattor. Mycket god motståndskraft mot kemikalier och lösningsmedel.	FA	■ R-4310	■ R-4300 ■ R-6200	-80 till 120
B-490	Kryror, flaskor och mikrotiterplattor	Material som kan appliceras på redan nedfrysade prover, även i flytande kväve. B490 behöver överlamineras.	FNAH	■ R-4310	■ R-4300	-196 till 120
B-492	Kryror, flaskor och mikrotiterplattor	Material som kan appliceras på redan nedfrysade prover, även i flytande kväve.	FNAHL	-	■ R-6400	-196 till 120
B-709	Mikrotiterplattor, flaskor och generell märkning,	För "EJ" permanent montering på plana ytor, går att skriva på.	R	-	-	-40 till 70
B-747	Mikrotiterplattor, flaskor och generell märkning,	För permanent montering med acrylatbaserat lim, lämpar sig för plana ytor.	F	-	-	-80 till 130
B-8423	Mikrotiterplattor, objektglas och generell märkning	THT (Thermal Transfer printable), för permanent montering med acrylatbaserat lim, Semi-Gloss yta, lämpar sig för streckkoder.	FA	-	■ R-4300	-80 till 120
<b>Polypropylen</b>						
B-449	Objektglas, mikrotiterplattor och generell märkning	För "EJ" permanent montering på plana ytor, går att skriva på	FAR	■ R-4310	■ R-4300	-80 till 120
<b>Vinyl</b>						
B-7351	Beviskydd	"Klädfingersäker" etikett som splittras vid borttagning. För förslutning av provrör, flaskor mm.	F			-80 till 100
B-427 <sup>1</sup>	Kryror, rör, objektsglas, "strå" och flaskor.	För permanent montering, fungerar i flytande kväve om etiketten lindas runt sig själv, går även att skriva på. Limmet är acrylatbaserat.	FNS	■ R-4310	■ R-4300	-80 till 70 ◆ -196 till 100
B-439	Mikrotiterplattor, flaskor och generell märkning,	Finns i färgerna blå, grön, orange, röd, vit och gult.	F	■ R-4310	■ R-4300	-80 till 40
<b>Vinyl Cloth</b>						
B-498	Vinyl	Avtagbar etikett som inte lämnar några klisterrester på produkterna.	FR	■ R-6210	■ R-6010	-80 till 80

<sup>1</sup> Används inte på glas i flytande kväve

■ Rekommenderat färgband att användas med detta material  
● Temp omr ökar till 120°C vid autoklavering

◆ Temp omr upp till -196°C vid överlaminering

\* Finns i flera olika färger, röd, vit, blå

✘ Finns i flera färger, svart, röd, blå, grönt



Telefonorder ▶ 0300-56 94 94  
 Faxorder ▶ 0300-56 94 99

Webshop ▶ www.skaft.se  
 Hemsida ▶ www.skaft.se

# MÄRKNING

## Produkter för märkning och identifiering

### Portabla skrivare

Portabla skrivare som i vissa fall även kan kopplas till dator för utskrift via etikettprogram

- LabPal (endast portabel användning)
- LabXpert (bilden till höger, överst)



### Bordsskrivare

Bordsskrivare BBP11 med 300 dpi upplösning för utskrift av grafik, streckkoder mm. Den ideala lösningen för låg till mellanstor utskriftsvolym. skrivaren arbetar med programspråket TSPL som är kompatibelt med ZPL, vilket möjliggör koppling mot LIMS.



### Industriskrivare

Brady IP™-skrivaren med upplösning 300 eller 600 dpi (punkter per tum). I Brady IP™-systemet samarbetar skrivaren, materialet, färgbandet och programvaran genom smart cell-tekniken som bygger på RFID (Radio Frequency Identification). För användaren innebär det betydande tidsbesparingar. Det är i princip bara att ladda material och färgband, stänga luckan, öppna programvaran och skriva ut.



### Programvaror

Programvaror för design och utskrift av etiketter på ovanstående skrivare. Möjlighet att importera grafik, infoga löpnummer, streckkoder och hämta information från t.ex excel.

- Codesoft
- LabelMark



### Streckkoder

Med Bradys produkter för laboratoriemärkning kan ni lätt designa och skriva ut etiketter med streckkoder. I våra etikettprogram finns de flesta på marknaden förekommande streckkoderna, t.ex. kod39, kod128, 2/5 interleaved och tvådimensionella koder som t.ex. Datamatrix.



Datamatrix



Kod 128

### Streckkodsläsare

Streckkodsläsare för avläsning av streckkoder.

- Stationära och trådlösa versioner
- För linjära och tvådimensionella koder






## Etiketter för laserskrivare


Brady kan erbjuda en serie etikettmaterial i olika storlekar, lämpliga för användning på mindre laboratorier som ej har möjlighet att investera i en etikettskrivare, men ändå inte vill göra avkall på utskriftskvalitet. Observera att etikettarken är i B4 format.

- F Nedfrysning
- N Flytande kväve (-196°C)
- A Autoklivering
- H Värmebad (+100°C)
- S Självlaminerande etikett
- L Ultratunn etikett




## Mikrocentrifugrör, PCR-rör

Benämning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Etik/ark	Trp förp.	Lämpligt för	Applikationer
<b>rör 0.5 till 0.7 ml</b>								
LAT-40-799-1/5	19.05	12.70	-	▲	156	1.000	FNA	Kryorör/Centrifugrör /PCR-rör
LAT-8-799-10	25.40	9.53	-	▲	175	10.000	FNA	Kryorör/Centrifugrör /PCR-rör
LAT-57-361-2.5	45.72	9.53	19.05	▸	100	2.500	FNAHSL	Kryorör/Centrifugrör /PCR-rör
<b>Rör 1.2 till 2.0 ml</b>								
LAT-56-361-2.5	41.28	15.24	25.40	▸	64	2.500	FNAHSL	Kryorör/Centrifugrör /PCR-rör
LAT-59-361-2.5	66.68	15.24	25.40	▸	48	2.500	FNAHSL	Provrör/Centrifugrör




## Vialer och provrör

Benämning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Etik/ark	Trp förp.	Lämpligt för	Applikationer
<b>Vialer och rör 1.0 till 8.0 ml</b>								
LAT-59-361-2.5	66.68	15.24	25.40	▸	48	2.500	FNAHSL	Provrör/Centrifugrör
LAT-58-361-1	66.68	25.40	25.40	▸	21	1.000	FNAHSL	Provrör/Centrifugrör




## Etiketter för topp på vialer och provrör

Benämning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Etik/ark	Trp förp.	Lämpligt för	Applikationer
LAT-60-799-2.5	Ø 9.52	-	-	●	285	2.500	FNA	Cirkulär toppetikett för små rör
LAT-61-799-2.5	Ø 12.70	-	-	●	208	2.500	FNA	Cirkulär toppetikett för små rör



## Koniska provrör, flaskor, petriskålar mm

Benämning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Etik/ark	Trp förp.	Lämpligt för	Applikationer
<b>Koniska rör 50 ml / Flaskor / Petriskålar / Mikrotiterplattor med djupa hål</b>								
LAT-7-709-10	25.40	12.70	-	▲	133	10.000	FAR	Stora rör, flaskor, petri-
LT-39-799-2.5	25.40	36.50	-	▲	42	2500	FNA	



## Mikrotiterplattor

Benämning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Etik/ark	Trp förp.	Lämpligt för	Applikationer
LAT-10-747-10	47.63	6.35	-	▲	156	10.000	FA	Mikrotiterplattor

## LABXPERT Termotransferskrivare

LABXPERT™ kan användas portabelt, med etikett-programmen Labelmark™ eller Codesoft™, eller mot valfritt windowsbaserat program via windowsdrivrutin. Den är stöttålig, liten och lätt och möjliggör enkel utskrift av etiketter med text, streckkod mm, på ett stort antal material och etikettstorlekar. Skrivaren använder sig av Brady's "smart-cell"™ teknologi som innebär att skrivaren själv känner av vilken etikett som laddats och ställer in lämplig bränntemperatur mm. Detta minimerar etikettspill vid byte mellan olika etikettyper. Skrivaren har vanliga grekiska tecken, samt ett bibliotek med symboler (t.ex. varningssymboler).

Märkningen till LABXPERT kommer i behändiga kassetter som innehåller både etiketterna och färgbandet. Detta gör byte av produkt mycket enkel och säkerställer också att rätt kombination av material/färgband används. Många olika material finns tillgängliga för att säkerställa att det alltid finns en lösning oberoende av applikation.

LABXPERT har en funktion för utskrift på etikettset (röretikett + cirkulär toppetikett). Funktionen gör det möjligt att skriva på de olika etiketterna med olika teckenstorlek.

### Funktioner hos LABXPERT

- 300 dpi upplösning (11.8 brännpunkter/mm)
- Hög utskriftskvalitet
- Texten kladdar inte
- Möjlighet att skriva streckkoder (även Datamatrix)
- Möjligt att skriva på kontinuerligt material
- PC-kompatibel
- Smart-cell: automatisk identifiering av etikett
- Zon-funktion för utskrift på etikettset
- Etikett/färgband byts på några sek.
- Superscript/subscript (upphöjt/nedsänkt)
- Tid-/datumfunktion med automatisk uppdatering
- Streckkodsfunction (utökat via anv. av mjukvara)
- Vanliga grekiska bokstäver på tangentbordet
- Symbolbibliotek

### LABXPERT™


Modell	Benämning	Pris
LABXPERT-KEY-INTL	LABXPERT Portabel termotransferskrivare	
LABXPERT-KEY-IDL	LABXPERT + Identilab (program)	
LABXPERT-HC-KEY	Förvaringsväska av hårdplast	

**LABXPERT™**  
LABORATORY LABELING SYSTEM





- F Nedfrysning
- N Flytande kväve (-197°C)
- A Autoklavering
- H Värmebad (+100°C)
- S Självlaminerande etikett
- L Ultratunn etikett
- R Avtagbar



## LabXpert - Etiketter centrifug och PCR rör

Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lay-out	Fp/stl	Lämplig för	Förslag på applikationer	Pris
<b>PCR rör 0.2 ml</b>								
XSL-108-461	4.75	38.10	17.78	▶	500	FNAHSL	PCR-rör	
<b>Rör 0.5 till 0.7 ml</b>								
XSL-72-461	12.70	44.45	19.05	▶	225	FNAHSL	Provrör / Centrifugrör	
XSL-122-461	12.70	28.58	19.05	▶	500	FNAHSL	Provrör / Centrifugrör	
XSL-123-461	9.53	28.58	19.05	▶	500	FNAHSL	Provrör / Centrifugrör	
XC-375-461	9.1 m	9.53	-	⊙	9.1 m	FNAHSL	Provrör / Centrifugrör	
X-112-490	31.75	9.53	-	▲	225	FNAHSL	Provrör / Centrifugrör	
X-130-492	20.96	9.53	-	▲	275	FNAHL	Provrör / Centrifugrör	
X-130-499	20.96	9.53	-	▲	275	FNAH	Provrör / Centrifugrör	
X-118-492	25.40	9.53	9.53	X	300	FNAHL	Provrör / Centrifugrör	
X-118-499	25.40	9.53	9.53	X	300	FNA	Provrör / Centrifugrör	
X-120-492	25.40	12.70	9.53	X	300	FNAHL	Provrör / Centrifugrör	
X-120-499	25.40	12.70	9.53	X	300	FNA	Provrör / Centrifugrör	
<b>Rör 1.0 till 8.0 ml</b>								
XSL-74-461	12.70	55.88	19.05	▶	175	FNAHSL	Provrör / Centrifugrör	
XSL-86-461	15.24	66.88	25.40	▶	150	FNAHSL	Provrör / Centrifugrör	
XSL-124-461	12.70	41.91	19.05	▶	225	FNAHSL	Provrör / Centrifugrör	
XSL-126-461	15.24	45.72	25.40	▶	225	FNAHSL	Provrör / Centrifugrör	
XC-500-461	9.1 m	12.70	-	⊙	9.1 m	FNAHSL	Provrör / Centrifugrör	
XC-500-492	9.1 m	12.70	-	⊙	9.1 m	FNAHL	Provrör / Centrifugrör	
X-124-490	41.91	12.70	-	▲	225	FNA	Provrör / Centrifugrör	
X-131-492	25.40	12.70	-	▲	225	FNAHL	Provrör / Centrifugrör	
X-131-499	25.40	12.70	-	▲	225	FNA	Provrör / Centrifugrör	
X-118-492	25.40	9.53	9.53	X	300		Provrör / Centrifugrör	
X-118-499	25.40	9.53	9.53	X	300	FNA	Provrör / Centrifugrör	
X-120-492	25.40	12.70	9.53	X	300		Provrör / Centrifugrör	
X-120-499	25.40	12.70	9.53	X	300	FNA	Provrör / Centrifugrör	
X-117-492	25.40	12.70	11.18	X	300		Provrör / Centrifugrör	
X-117-499	25.40	12.70	11.18	X	300	FNA	Provrör / Centrifugrör	
X-156-492	22.86	25.40	-	★	225		Provrör / Centrifugrör	



Telefonorder ▶ 0300-56 94 94      Webshop ▶ www.skafe.se  
 Faxorder ▶ 0300-56 94 99      Hemsida ▶ www.skafe.se


# MÄRKNING

## LabXpert - Etiketter för kryrorör

Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Fp/stl	Lämplig för	Förslag på applikationer	Pris
<b>PCR rör 0.6 ml</b>								
XSL-72-461	12.70	44.45	19.05	▶	225	FNAHSL	Kryrorör	
XSL-122-461	12.70	28.58	19.05	▶	500	FNAHSL	Kryrorör	
XSL-123-461	9.53	28.58	19.05	▶	500	FNAHSL	Kryrorör	
XC-500-461	9.1 m	12.70	-	⊙	9.1 m	FNAHSL	Kryrorör	
X-112-490	31.75	9.53	-	▲	225	FNAHSL	Kryrorör	
X-130-492	20.96	9.53	-	▲	275	FNAHL	Kryrorör	
X-130-499	20.96	9.53	-	▲	275	FNAH	Kryrorör	
X-118-492	25.40	9.53	9.53	X	300	FNAHL	Kryrorör	
X-118-499	25.40	9.53	9.53	X	300	FNA	Kryrorör	
X-120-492	25.40	12.70	9.53	X	300	FNAHL	Kryrorör	
X-120-499	25.40	12.70	9.53	X	300	FNA	Kryrorör	
<b>Rör 1.0 till 8.0 ml</b>								
XSL-74-461	12.70	55.88	19.05	▶	175	FNAHSL	Kryrorör	
XSL-86-461	15.24	66.88	25.40	▶	150	FNAHSL	Kryrorör	
XSL-72-461	12.70	44.45	19.05	▶	225	FNAHSL	Kryrorör	
XSL-75-461	25.40	66.68	25.40	▶	150	FNAHSL	Kryrorör	
XSL-126-461	15.24	45.72	25.40	▶	225	FNAHSL	Kryrorör	
XSL-125-461	25.40	44.45	25.40	▶	225	FNAHSL	Kryrorör	
XC-500-461	9.1 m	12.70	-	⊙	9.1 m	FNAHSL	Kryrorör	
XC-500-492	9.1 m	12.70	-	⊙	9.1 m	FNAHL	Kryrorör	
X-1000-461	9.1 m	25.40	-	⊙	9.1 m	FNAHSL	Kryrorör	
X-126-490	45.72	15.24	-	▲	225	FNAH	Kryrorör	
X-125-490	25.40	44.45	-	▲	225	FNAH	Kryrorör	
X-131-492	25.40	12.70	-	▲	225	FNAHL	Kryrorör	
X-131-499	25.40	12.70	-	▲	225	FNA	Kryrorör	
X-118-492	25.40	9.53	9.53	X	300		Kryrorör	
X-118-499	25.40	9.53	9.53	X	300	FNA	Kryrorör	
X-120-492	25.40	12.70	9.53	X	300		Kryrorör	
X-120-499	25.40	12.70	9.53	X	300	FNA	Kryrorör	
X-117-492	25.40	12.70	11.18	X	300		Kryrorör	
X-117-499	25.40	12.70	11.18	X	300	FNA	Kryrorör	
X-156-492	22.86	25.40	-	★	225		Kryrorör	



- F Nedfrysning
- N Flytande kväve (-197°C)
- A Autoklavering
- H Värmebad (+100°C)
- S Självlaminerande etikett
- L Ultratunn etikett
- R Avtagbar






# MÄRKNING


Telefonorder ▶ 0300-56 94 94  
Faxorder ▶ 0300-56 94 99

Webshop ▶ www.skaft.se  
Hemsida ▶ www.skaft.se





## LabXpert - Topp etiketter för vialer

Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lay-out	Fp/stl	Lämplig för	Förslag på applikationer	Pris
<b>Vial/rör 0.6 till 1.5 ml</b>								
X-82-492	9.53	-	-	●	300	FNAHL	Provrör / Centrifugrör topp	
X-82-499	9.53	-	-	●	300	FNA	Provrör / Centrifugrör topp	
X-82-499-YL-BK	8.53	-	-	●	300	FNA	Provrör / Centrifugrör topp	
X-82-499-OR-BK	9.53	-	-	●	300	FNA	Provrör / Centrifugrör topp	
X-82-499-RD-BK	9.53	-	-	●	300	FNA	Provrör / Centrifugrör topp	
X-118-492	25.40	9.53	9.53	X	300	FNAHL	Provrör / Centrifugrör + topp	
X-118-499	25.40	9.53	9.53	X	300	FNA	Provrör / Centrifugrör + topp	
X-120-492	25.40	12.70	9.53	X	300	FNAHL	Provrör / Centrifugrör + topp	
X-120-499	25.40	12.70	9.53	X	300	FNA	Provrör / Centrifugrör + topp	
<b>Vial/rör 1.0 till 2.0 ml</b>								
X-83-492	12.70	-	-	●	300	FNAHL	Provrör / Centrifugrör topp	
X-83-499	12.70	-	-	●	300	FNA	Provrör / Centrifugrör topp	
X-83-499-YL-BK	12.70	-	-	●	300	FNA	Provrör / Centrifugrör topp	
X-83-499-OR-BK	12.70	-	-	●	300	FNA	Provrör / Centrifugrör topp	
X-83-499-RD-BK	12.70	-	-	●	300	FNA	Provrör / Centrifugrör topp	
X-118-492	25.40	9.53	9.53	X	300	FNAHL	Provrör / Centrifugrör + topp	
X-118-499	25.40	9.53	9.53	X	300	FNA	Provrör / Centrifugrör + topp	
X-120-492	25.40	12.70	9.53	X	300	FNAHL	Provrör / Centrifugrör + topp	
X-120-499	25.40	12.70	9.53	X	300	FNA	Provrör / Centrifugrör + topp	
X-120-492	25.40	12.70	11.18	X	300	FNAHL	Provrör / Centrifugrör + topp	
X-120-499	25.40	12.70	11.18	X	300	FNA	Provrör / Centrifugrör + topp	



## LabXpert - Etiketter för stora koniska rör

Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lay-out	Fp/stl	Lämplig för	Förslag på applikationer	Pris
<b>Stora koniska rör 14 till 15 ml</b>								
XSL-119-461	38.10	95.25	31.75	▶	100	FNAHSL	Stora koniska rör 14-15 ml	
XSL-129-461	38.10	57.15	31.75	▶	100	FNAHSL	Stora koniska rör 14-15 ml	
XC-1000-461	9.1 m	25.40	-	⊙	9.1 m	FNAHSL	Stora koniska rör 14-15 ml	
SC-1250-461	9.1 m	31.75	-	⊙	9.1 m	FNAHSL	Stora koniska rör 14-15 ml	
X-113-490	38.10	55.88	-	▲	175	FNAH	Stora koniska rör 14-15 ml	
X-132-499	31.75	38.10	-	▲	200	FNA	Stora koniska rör 14-15 ml	
<b>Stora koniska rör 50 ml</b>								
XSL-119-461	38.10	95.25	31.75	▶	100	FNAHSL	Stora koniska rör 50 ml	
XC-1000-461	9.1 m	25.40	-	⊙	9.1	FNAHSL	Stora koniska rör 50 ml	
XC-1250-461	9.1 m	31.75	-	⊙	9.1	FNAHSL	Stora koniska rör 50 ml	
X-114-490	38.10	95.25	-	▲	100	FNAH	Stora koniska rör 50 ml	
X-78-499	25.40	48.26	-	▲	125	FNA	Stora koniska rör 50 ml	
X-78-492	48.26	25.40	-	▲	125	FNAHL	Stora koniska rör 50 ml	



## LabXpert - Etiketter mikrotiterplattor

Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lay-out	Fp/stl	Lämplig för	Förslag på applikationer	Pris
X-81-488	48.26	6.35	-	▲	200	FA	Kantmärkning av mikrotiterplatta	




Telefonorder ▶ 0300-56 94 94      Webshop ▶ www.skafe.se  
 Faxorder ▶ 0300-56 94 99      Hemsida ▶ www.skafe.se

# MÄRKNING


## LabXpert - Etiketter för objektglas

Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Fp/stl	Lämplig för	Förslag på applikationer	Pris
X-81-488	48.26	6.35	-	▲	200	FA	Objektglas	
X-97-481	22.86	22.86	-	▲	350		Objektglas	
X-97-488	22.86	22.86	-	▲	350	FA	Objektglas	
X-194-481	22.86	19.05	-	▲	400		Objektglas	
X-195-481	22.86	9.53	-	▲	400		Objektglas	





## LabXpert - Etiketter för strå

Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Fp/stl	Lämplig för	Förslag på applikationer	Pris
XSL-133-427	44.45	25.40	9.53	▮	175	FNS	Litet strå	
XSL-134-427	44.45	38.10	12.70	▮	175	FNS	Stort strå	
X-105-427-AW**	27.94	6.350	-	▲	500	FNS	Strå "RODS"	





## LabXpert - Flaskor / Kolvar / Skålar / Allmän märkning

Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Fp/stl	Lämplig för	Förslag på applikationer	Pris
X-131-498	25.40	12.70		▲	225	F	Borttagbar etikett	
X-103-498	25.40	31.75		★	200	F	Borttagbar etikett	
X-78-498	25.40	48.26		▲	125	F	Borttagbar etikett	
X-130-499	20.96	9.53		▲	275	FNA	Permament etikett	
X-132-499	31.75	38.10		▲	200	FNA	Permament etikett	
X-131-499	25.40	12.70		▲	225	FNA	Permament etikett	
X-78-499	25.40	48.26		▲	125	FNA	Permament etikett	
X-162-499	38.10	12.70		▲	165	FNA	Permament etikett	
X-30-499	38.10	19.05		▲	300	FNA	Permament etikett	
X-155-492	12.70	6.35	9.35	⊗	400	FNAHL	FreezerBondz	
X-17-432-CL-BK	25.40	12.70		■	500	FA	Permament etikett	
X-78-432-CL-BK	25.40	48.26		■	100	FA	Permament etikett	



## Skyddssigill

Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Fp/stl	Lämplig för	Förslag på applikationer	Pris
X-20-351	50.80	25.40	-	▲	200	F		
X-17-351	25.40	12.70	-	▲	500	F		





## LABPAL Termotransferskrivare

LABPAL™ är en portabel, lättanvänd termotransferskrivare. Vikten är bara 0.55 kilo inklusive batterier (6 st AA) och material/färgbandskasset.

LABPAL™ har en mycket robust design som klarar tuffa miljöer och att tapas på betonggolv från upp till en meters höjd!

LABPAL™ använder Bradys högkvalitativa etikettmaterial som garanterat fäster och sitter kvar även på de tuffaste underlag, från flytande kväve till autoklavering, samt klarar de flesta lösningsmedel som DMSO och Xylen. LABPAL™ eliminerar därmed problem med bleknande, smetande och otydliga märkningar, samt märkningar som faller av och lämnar produkten oidentifierad.

LABPAL™ skriver på kontinuerliga etiketter med möjlighet till förprogrammerade längder i olika material och färger. Bärbanans konstruktion möjliggör snabb och enkel applicering av märkningen.

LABPAL™ har funktioner för att kunna skriva flera rader text, serienummer, automatisk tid/datumfunktion och har ett flertal laboratoriesymboler. De förprogrammerade längderna säkerställer att märkningen passar röret med minimalt spill. 5 fontstorlekar finns tillgängliga.

LABPAL™ passar dig som skriver ut <25 etiketter vid varje tillfälle.



Svårt att tyda handskrivna märkningar, ett säkert tips, använd LAB PAL



Datum och tidsmärkning



Specifika laboratorie symboler



Förprogrammerade etiketter för Vialer (0.6, 1.5 och 2 ml)

### PAL-375-461

Perfekt för 0.6 ml vialer

### PAL-500-461

Perfekt för 1.5 ml vialer

### PAL-750-461, PAL-750-488

Perfekt för 2.0 ml till 50.0 ml vialer samt för objektglas (Xylen resistent)

## LABPAL™

Modell	Benämning	Pris
LABPAL	Portabel termotransferskrivare inkl. etikett M21-375-461	
ISPAL-ACEUR	Strömadapter för 2250V	
IDPAL-HC	Förvaringsväska av hårdplast	



Telefonorder ▶ 0300-56 94 94  
 Faxorder ▶ 0300-56 94 99

Webshop ▶ www.skaft.se  
 Hemsida ▶ www.skaft.se


# MÄRKNING

## Etiketter för LAB PAL

Artikelnr.	Höjd A (mm)	Längd B (m)	Färg bakgrund	Material	Lämplig för	Applikationer	Pris
M21-375-423	9.5	6.40	vit	B423 - Polyester	FA	Plattor/generell märkning	
M21-500-423	12.7	9.53	vit	B423 - Polyester	FA	Plattor/generell märkning	
M21-750-423	19.1	15.24	vit	B423 - Polyester	FA	Plattor/generell märkning	
M21-375-430	9.5	15.24	Trans.	B430 - Polyester	FA	Plattor/generell märkning	
M21-500-430	12.7	25.40	Trans.	B430 - Polyester	FA	Plattor/generell märkning	
M21-750-430	19.1	66.68	Trans.	B430 - Polyester	FA	Plattor/generell märkning	
M21-375-439	9.5	5.08	vit	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-375-439-BL	9.5	19.05	blå	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-375-439-GR	9.5	19.05	grön	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-375-439-OR	9.5	22.86	orange	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-375-439-RD	9.5	38.10	röd	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-375-439-YL	9.5	25.40	gul	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-500-439	12.7	36.50	vit	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-500-439-BL	12.7	36.50	blå	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-500-439-GR	12.7	66.68	grön	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-500-439-OR	12.7	27.94	orange	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-500-439-RD	12.7	38.10	röd	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-500-439-YL	12.7	38.10	gul	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-750-439	19.1	45.72	vit	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-750-439-BL	19.1	6.35	blå	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-750-439-GR	19.1	25.40	grön	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-750-439-OR	19.1	48.26	orange	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-750-439-RD	19.1	38.10	röd	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-750-439-YL	19.1	19.05	gul	B439 - Vinyl	F	Plattor/generell märkning	
M21-375-461*	9.5	15.00	vit	B461 - Polyester	FNAHL	Provrör/plattor/generell märkning	
M21-500-461*	12.7	40.00	vit	B461 - Polyester	FNAHL	Provrör/plattor/generell märkning	
M21-750-461*	19.1	20.00	vit	B461 - Polyester	FNAHL	Provrör/plattor/generell märkning	
M21-375-499	9.5	6.35	vit	B499 - Nylonväv	FNA	Provrör/plattor/generell märkning	
M21-500-499	12.7	5.79	vit	B499 - Nylonväv	FNA	Provrör/plattor/generell märkning	
M21-750-499	19.1	5.79	vit	B499 - Nylonväv	FNA	Provrör/plattor/generell märkning	
M21-375-488	9.5	6.40	vit	B488 - Polyester	FA	Objektglas/plattor/generell märkning	
M21-500-488	12.7	6.40	vit	B488 - Polyester	FA	Objektglas/plattor/generell märkning	
M21-750-488	19.1	6.40	vit	B488 - Polyester	FA	Objektglas/plattor/generell märkning	
M21-375-580	9.52	6.40	vit	B580 - Vinyl			
M21-375-580-YL	9.52	6.40	gul	B580 - Vinyl			
M21-375-580-BL	9.52	6.40	blå	B580 - Vinyl			
M21-375-580-GN	9.52	6.40	grön	B580 - Vinyl			
M21-375-580-OR	9.52	6.40	orange	B580 - Vinyl			
M21-375-580-RD	9.52	6.40	röd	B580 - Vinyl			
M21-500-580	12.70	6.40	vit	B580 - Vinyl			
M21-500-580-YL	12.70	6.40	gul	B580 - Vinyl			
M21-500-580-BL	12.70	6.40	blå	B580 - Vinyl			
M21-500-580-GN	12.70	6.40	grön	B580 - Vinyl			
M21-500-580-OR	12.70	6.40	orange	B580 - Vinyl			
M21-500-580-RD	12.70	6.40	röd	B580 - Vinyl			
M21-750-580	19.05	6.40	vit	B580 - Vinyl			
M21-750-580-YL	19.05	6.40	gul	B580 - Vinyl			
M21-750-580-BL	19.05	6.40	blå	B580 - Vinyl			
M21-750-580-GN	19.05	6.40	grön	B580 - Vinyl			
M21-750-580-OR	19.05	6.40	orange	B580 - Vinyl			
M21-750-580-RD	19.05	6.40	röd	B580 - Vinyl			

- F Nedfrysning
- N Flytande kväve (-196°C)
- A Autoklavering
- H Värmebad (+100°C)
- L Ultratunn etikett

Layouter, se tabellen



\* B461 - Användes endast i flytande kväve när etiketten lindas över sig själv




## Etikettprogram



### LabelMark™ LABELING SOFTWARE

Labelmark är ett windowsbaserat etikettprogram för design och utskrift av etiketter. De flesta av Bradys standardstorlekar finns fördefinierade. Drivrutiner för BBP11, LabXpert och TLS2200. Datum och tidsfunktion med uppdatering via datorns klockfunktion. Importfunktion från bl.a Excel och Access.




Version	Innehåll	Pris
Labelmark	Funktioner för hantering av text, linjära & 2D streckkoder, grafik och löpnummer. Möjligt att importera information från databaser.	



### Codesoft™

Codesoft är ett lättanvänt etikettprogram som ger dig möjlighet att skapa, spara och skriva ut etiketter på valfri skrivare. På ett enkelt sätt lägger du upp etikettstorlekar, skriver in text och importerar grafik. De flesta på marknaden förekommande streckkoderna finns fördefinierade i programmet, inklusive matris-koden Datamatrix. Codesoft har funktioner för automatisk uppdatering av datum/tid, samt utskrift av serienummer. Dessutom kan du via ODBC-funktionen koppla Codesoft mot databaser och windowsprogram, för att automatiskt kunna hämta information. Codesoft finns i olika programversioner.



Version	Innehåll	Pris
Codesoft Basic	Grundversion som levereras utan kostnad vid köp av Bradyskrivare. Basfunktioner för text, grafik, streckkods- och löpnummerhantering. Max 1 Bradyskrivare kan vara installerad samtidigt. Hanterar ej windowsdrivrutiner.	
Codesoft Standard	Mellanversion med utökad hantering av ovanstående funktioner, samt möjligheter till import av data från t.ex. Excel.	
Codesoft Ultimate	Fullversion med många specialfunktioner för anpassning mot databaser mm.	

## BBP11 Termotransferskrivare

BBP11 är den ideala lösningen för låg till mellanstor utskriftsvolym. Kan användas med samtliga etikettmaterial för termotransfer, med rullen monterad invändigt eller på extern avrullare.

Den maximala utskriftsbredden är 106 mm


Den okomplicerade designen möjliggör smidigt laddande av färgband och etiketter. BBP11 arbetar med programspråket TSPL (kompatibelt med with ZPL!), vilket ger möjlighet för användning med LIMS .



### Funktioner hos modell BBP11

- Enbart för PC-ansluten drift
- Upplösning 300 dpi (12 punkter per mm)
- Snabbare utskriftshastighet än med bärbara skrivare
- Har USB-, LPT-, seriell- samt Ethernet- port i standardutförande

Modell	Benämning	Pris
BBP11-34LENG	Bradyprinter Modell BBP11	



- F Nedfrysning
- N Flytande kväve (-197°C)
- A Autoklavering
- H Värmebad (+100°C)
- S Självlaminerande etikett
- L Ultratunn etikett
- R Avtagbar

## Etiketter för vialer, rör, flaskor, petriskålar


Artikelnummer	Bredd A (mm)	Höjd B (mm)	Skri-vyta C (mm)	Diameter D (mm)	Layout	Färg	Fp/stl	Färgband	Lämpligt för	Förslag på applikationer	Pris
<b>Rör 0.5 till 0.70 ml</b>											
BPT-614-461	22.86	5.08	18.00	-	▬		2000	R-4300	FNAHSL		
BPT-606-461	25.40	9.53	20.00	9.35	X		1000	R-4300	FNAHSL		
BPT-627-461	27.94	6.35	22.00	-	▬		1000	R-4300	FNAHSL		
BPT-620-499	12.70	25.40	-	-	▲		1000	R-4300	FNA		
<b>Rör 1.0 till 2.0 ml</b>											
BPTLAB 20-461*	40.00	15.00	30.00	9.35	X		2500	R-4300	FNAHSL		
BPTLAB 21-461*	40.00	15.00	30.00	-	▬		2500	R-4300	FNAHSL		
BPT-628-461	38.10	15.24	33.00	-	▬		2500	R-4300	FNAHSL		
BPT-612-461	15.24	66.68	25.40	-	▬		1500	R-4300	FNAHSL		
BPT-608-461	41.28	15.24	30.00	12.70	X		1000	R-4300	FNAHSL		
BPT-608-499	41.28	15.24	-	-	▲		1000	R-4300	FNA		
<b>Rör 2.0 till 4.0 ml</b>											
BPT-638-461	48.26	15.24	40.00	-	▬		2500	R-4300	FNAHSL		
<b>Rör 4.0 till 8.0 ml</b>											
BPT-625-499	25.40	66.68	-	-	▲		1500	R-4300	FNA		
<b>Rör 2.0 till 50.0 ml</b>											
BPT-632-461	45.72	34.93	40.00	-	▬		2000	R-4300	FNAHSL		
<b>Rör 15.0 till 50.0 ml</b>											
BPT-650-461AW**	88.90	38.10	-	-	▲		2000	R-4300	FNAHSL		
BPT-611-498	12.70	25.40	-	-	▲		3000	R-4300	F		
BPT-611-499	12.70	25.40	-	-	▲		3000	R-4900	FNA		
BPT-618-499	22.86	38.10	-	-	▲		3000	R-4900	FNA		
BPT-621-498	25.40	36.50	-	-	▲		3000	R-4300	F		
BPT-621-499	25.40	36.50	33.00	-	▲		3000	R-4900	FNA		
BPT-629-461	38.10	19.05	-	-	▬		2500	R-4300	FNAHSL		
BPT-636-461AW**	48.26	25.40	-	-	▲		2000	R-4300	FNAHL		
BPT-640-427AW**	55.88	38.10	-	-	▲		2000	R-4300	F		
BPT-642-461AW**	57.15	19.05	-	-	▲		2000	R-4300	FNAHL		
BPT-648-427AW**	66.68	25.40	-	-	▲		2000	R-4300	F		




## Toppetiketter för Mikrocentrifugrör




Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Fp/stl	Färgband	Lämpligt för	Förslag på applikationer	Pris
<b>Rör 0.60 till 50.0 ml</b>									
BPT-602-461AW**	9.53	-	-	●	3000	R-4300	FNAHL		
BPT-602-499YL	9.53	-	-	●	3000	R-4900	FNA		
BPT-602-499	9.53	-	-	●	3000	R-4900	FNA		
BPT-603-499	12.70	-	-	●	3000	R-4900	FNA		
BPT-603-499YL	12.70	-	-	●	3000	R-4900	FNA		
BPT-604-461AW**	12.70	-	-	●	3000	R-4300	FNAHL		




## Etiketter för objektglas



Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Fp/stl	Färgband	Lämpligt för	Förslag på applikationer	Pris
BPT-164-481	22.86	22.86	-	▲	2500				
BPT-194-481	22.86	19.05	-	▲	2500				
BPT-179-481	25.40	25.40	-	▲	2500				
BPT-616-428	22.86	19.05	-	▲	3000	R-4300	AH		
BPT-616-488	22.86	19.05	-	▲	3000	R-4300	FA		
BPT-617-488	22.86	22.86	-	▲	3000	R-4300	FA		




## Etiketter för mikrotiterplattor



Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Fp/stl	Färgband	Lämpligt för	Förslag på applikationer	Pris
BPT-1-8423	19.05	6.35	-	▲	2500	R-7962	FA		
BPT-6-8423	38.10	19.05	-	▲	2500	R-7962	FA		
BPT-635-488	48.26	6.35	-	▲	2500	R-4300	FA		
BPT-621-498	38.10	19.05	-	▲	2500	R-4300	FR		



## Etiketter för provrörsställ, boxar, rör



Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Layout	Fp/stl	Färgband	Lämpligt för	Förslag på applikationer	Pris
BPTLAB-35-427YL*	20.00	20.00	-	▲	1000	R-4300	F	Vialer	
BPT-656-461	30.00	25.40	9.53	▯	1000	R-4900	FNAHSL	Vialer	
BPT-627-461	27.94	6.35	22.00	▯	1000	R-4900	FNAHSL		

\* Dessa etiketter är också lämpliga för "Cryotech sample storage software"  
 \*\* AW = Helt vita, ingen genomskinlig yta

## Risketiketter

### Etiketter med risksymboler på rulle

Tydliga risksymboler med svart tryck på orange bakgrund är avsedda för märkning av behållare och förpackningar med farliga substanser. Etiketterna är 46 x 64 mm (B x H) och levereras 500 st. på rulle 33 m x 50 mm. De är tillverkade av laminerad polyester (B-7541).

Ny EU-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och beredningar. 2008 beslutade EU:s ministerråd om en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordningen trädde i kraft den 20 januari 2009.

De orangea symbolerna (HSID) kommer ersättas av nya GHS symboler

Under transit tiden kommer båda systemen tillåtas (HSID och GHS)

När det gäller uppmärkning, får ej HSID och GHS systemet appliceras på samma förpackning. Om tillverkaren väljer GHS-systemet före december 2010, kan HSID-systemet ej längre användas.

Vänligen kontakta oss för mer information.

Art.nr	Benämning	Pris
256990	Corrosive / Frätande (C)	
256991	Toxic / Giftig (T)	
256992	Very Toxic / Mycket giftig (T+)	
256993	Highly Flammable / Mycket brandfarlig (F)	
256994	Extremely Flammable / Extremt brandfarlig (F+)	
256995	Harmful / Hälsoskadlig (Xn)	
256996	Irritant / Irriterande (Xi)	
256997	Explosive / Explosivt (E)	
256998	Oxidizing / Oxiderande (O)	
256999	Hazardous for the environment / Miljöfarlig (N)	

### Varningsetiketter

Etiketter med trekantiga symboler i svart tryck på gul bakgrund. Triangelns sida 25, 50 eller 100 mm. 250 etiketter per rulle. Tillverkade av laminerad polyester. Kan väljas med symboler för giftiga ämnen, frätande ämnen, radioaktiva ämnen eller smittorisk.

Art.nr	Benämning	Pris
227327	Giftiga ämnen storlek 25 mm	
227355	Giftiga ämnen storlek 50 mm	
227302	Giftiga ämnen storlek 100 mm	
800100	Frätande ämnen storlek 25 mm	
800101	Frätande ämnen storlek 50 mm	
800102	Frätande ämnen storlek 100 mm	
251955	Radioaktiva ämnen storlek 25 mm	
223315	Radioaktiva ämnen storlek 50 mm	
223316	Radioaktiva ämnen storlek 100 mm	
227333	Smittorisk storlek 25 mm	
227361	Smittorisk storlek 50 mm	
227308	Smittorisk storlek 100 mm	

